



**FUCHS ORTHOPÄDIESERVICE –  
Ihr Partner für gefräste Einlagenrohlinge**

## ***Orthosysteme Fuchs***

In Kooperation mit einem erfahrenen Team eines Fräszentrums haben wir eine Produktlinie gefräster Einlagenrohlinge entwickelt, welche alle Anforderungen Ihres täglichen Bedarfs erfüllen

### ***Fuchs Orthopädienservice Einlagenrohlinge***

- Fokussiert auf die typischen Krankheitsbilder
- Optimale maßgeschneiderte Lösung
- Herausragende Fräsgenauigkeit und sauberes Fräsbild durch modernste Maschinen und daher keine Nacharbeit nötig
- Beste Stützfunktion durch eine größenbezogene Korrektur des Fußbettes
- Ohne Bezugstoffe zur schnellen und individuellen Nacharbeit
- Sparen Sie Zeit und Geld durch einen stark verkürzten Anpassungsaufwand

## ***Fuchs Orthopädienservice Einlagenrohlinge – Die wichtigsten Vorteile für Ihre***

Mit unseren gefrästen OSF Einlagenrohlingen haben Sie eine hochwertige, individuell anpassbare Basis für die Versorgung Ihrer Patienten. Unser hochwertiges OSF Fräsmaterial können Sie mit einer Schleifmaschine jederzeit, auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden, individuell anpassen.

- Sie benötigen keine eigene Fräse (keine Lärm- und Schmutzbelastung)
- Kein zusätzliches Personal und keine laufenden Kosten (Wartung, Lizenzkosten)
- Sie können Ihre Patienten und Kunden sehr schnell versorgen und zusätzliche Einnahmen generieren
- Profitieren Sie von einem erprobten Sortiment für viele Indikationen
- Keine große Lagerhaltung, Formen und Größen sind bei uns jederzeit lieferbar


## ***Individuelle Gestaltung Ihres Rohlings***

Sollten die vorhandenen Modelle Ihren Wünschen nicht entsprechen, können wir Ihnen auch diesen Kundenwunsch erfüllen. Die Materialhärte, die Positionierung der Pelotte, sowie Farbkombinationen und weitere Details können individuell gestaltet werden. Natürlich müssen wir diese Sonderanfertigung aufgrund der Produktionsschritte an eine gewisse Jahresabnahmemenge und entsprechende Lieferzeit knüpfen. Besprechen Sie mit unserem Vertriebsteam die genauen Wünsche und Möglichkeiten ab.

## Modellübersicht

Indikation	1 Stützend F1001	2 Breit F1002	3 Fußballschuh F1003	4 Sportschuh F1004	5 Senseo F1005	6 Kids F1006	7 Diabetes F1007
Knick- und Senkfuß	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hohl- und Spreizfuß	✓	✓	✓	✓	✓		
Plattfuß					✓		
Varische Beinachse (O-Beine)					✓		
Achillessehnenbeschwerden					✓		
Fersensporn					✓		
Knieschmerzen					✓		

## Volle Unterstützung für Ihren Fuß – Modell Stützend



Klassische Schaleneinlage mit Zehensteg, lateraler und medialer Rückfußstütze.

- Laterale Rückfußstütze
- Mediale Rückfußstütze
- Retrocapitale Stütze
- Zehensteg

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55

Größen: 34 – 49


Artikelnummer: F1001

▶ **Anwendungsgebiete:**  
Normale Schuhe, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster,  
Schaleneinlage, Sonderkostenvoranschläge möglich

## Füße benötigen ausreichend Platz – Modell Breit



Breite Schaleneinlage mit lateraler Stufe für Komfortschuhe und breite Schuhe mit hohem Tragekomfort.

- Breite Ausführung für hohen Tragekomfort
- Zehensteg
- Laterale Stufenentlastung

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55

Größen: 34 – 49


Artikelnummer: F1002

▶ **Anwendungsgebiete:**  
Normale Schuhe, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster, Schaleneinlage

## Bestleistung mit besten Einlagen – Modell Fußball



Spezielle Einlage abgestimmt auf Fußballschuhe oder vergleichbare Sportschuhe

- Brandsohlenform Fußballschuh
- Leichte Pelotte
- Tieferlegung D1

Material: EVA Soft 25, Norit schwarz

Größen: 34 – 49


Artikelnummer: F1003

▶ **Anwendungsgebiete:**  
Fußballschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Zusatz Supinations- Pronationskeil, langes Polster

## Bequem in der Freizeit unterwegs – Modell Sportschuh



Schaleneinlage mit Pelotte, besonders gut für Freizeitschuhe, Sneaker und Sportschuhe geeignet.

- Schmale Breite
- Mit Pelotte

Material: EVA OSF Med 45, EVA OSF Soft 30, EVA Light 55

Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1004


▶ **Anwendungsgebiete:**  
Sneaker, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Zusatz Supinations- Pronationskeil, Langsohlige Polsterung, Schaleneinlage



## Aktivierung der Muskulatur – Modell Senseo



Sensomotorische und Propriozeptive Schaleneinlage zur Aktivierung der Muskulatur. Ideal auch für etwas engere Schuhe

- Zehensteg neutral erhöht
- Laterale Stütze neutral erhöht
- Laterale Rückfußstütze

Material: EVA Soft 25, Norit schwarz

Größen: 34 – 49

Artikelnummer: F1005

▶ **Anwendungsgebiete:**  
Etwas engere Schuhe (Business etc.), Sneaker, Sportschuhe, Wanderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick, Plattfuß, varische Beinachse, Achillessehnenbeschwerden, Fersensporn, Knieschmerzen, z. B. Läuferknie, Springerknie

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Sonderkostenvoranschlag möglich

## Junge Füße ideal versorgt – Modell Kids



Hoher  
Tragekomfort

Breite Ausführung um Kantenlasten auszuschließen

Spezielle Schaleinlage für Kinder mit hohem Tragekomfort und einer breiten Ausführung um Kantenlasten auszuschließen.

- Breite Ausführung um Kantenlasten auszuschließen
- hoher Tragekomfort

Material: EVA OSF Soft 30

Größen: 25 – 33

Artikelnummer: F1006

▶ **Anwendungsgebiete:**  
Kinderschuhe

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**  
Knick-Senk-Spreizfuß

▶ **Hinweise zur Abrechnung:**  
Zusatz Supinations- Pronationskeil, Schaleinlage, langes Polster

## Diabetes adaptierte Einlage / Fußbettung – Modell Diabetes



▶ **Anwendungsgebiete:**  
Diabetikerversorgung

▶ **Mögliche Indikationen: (PG 08)**

Mit unserem Bausatz bieten wir die Möglichkeit eine Diabetes adaptierte Fußbettung herzustellen. Die Fußbettung besteht aus 3 Komponenten:

- EVA Material
- Mittelfußpolster
- Neoprenpolstermaterial mit Nylon kaschiert

Alle Materialien betten den Fuß weich und sehr angenehm, verteilen optimal den Druck und beugen dadurch eventuellen Druckstellen vor. Besonders das Neoprenmaterial ist Flüssigkeitsabweisend und sehr weich.

Material: EVA , geschäumtes Mittelfußpolster, Neopren Polstermaterial mit Nylon kaschiert

Größen: 36 – 49

Artikelnummer: F1007

## Größenbestimmung



Zur genauen Größenbestimmung empfehlen wir bei unseren Modellen eine Zugabe von 3 Pariser Stich, dies entspricht ca. 2cm. Messen Sie hierzu den Trittschaum bzw. die Fußlänge, Umriss Ferse bis Umriss Großzehe, und geben Sie zusätzlich 3 Pariser Stich hinzu. Somit erhalten Sie die passende Schuhgröße, welche Sie auch bei uns bestellen.

Unsere Modelle können wir standardmäßig in der Schuhgröße 34 – 49 liefern bzw. das Modell Kids in der Schuhgröße 25 – 33. Benötigen Sie eine Sondergröße können Sie diese gerne bei uns anfragen.

## Weiteres Sortiment

Passend zu unseren Einlagen bieten wir auch eine große Auswahl an:

- EVA und Kork Material
- Deckmaterialien wie OnSteam, Kalbleder und Mikrofaser

## Komplettanbieter für die Einlagenversorgung

Rund um den Einlagen- und Bettungsbau bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Aufbau- und Polstermaterial, Versteifungsmaterial, Bezugstoffen, Sohlen- und Gummimaterial sowie Chemie- und Klebstoffen an.

*Aufbau- und  
Polstermaterial*




Poron/PPT, Dyafoam, Megafoam

*Bezugstoffe und Leder*



OnSteam, Mikrofaser

*Sohlen- und  
Gummimaterial*



verschiedene Muster & Farben

*Chemie- und Klebstoffe*



Beliebte Kleber für die  
Orthopädie-Schuhtechnik

Orthosysteme Fuchs GmbH  
North Carolina Avenue 13 | D-66953 Pirmasens  
Telefon: 49 6331 239675 | Telefax: 49 6331 67128 | [info@orthosysteme.de](mailto:info@orthosysteme.de)  
[www.orthosysteme.de](http://www.orthosysteme.de)

